

Ralco

X-RAY COLLIMATORS



Innovazione, Qualità ed Esperienza



R 11

Sistema di collimazione automatico a campo quadro/rettangolare a strato singolo con controllo indipendente delle lamelle previsto per l'installazione su apparecchiature radiologiche dentali. Il dispositivo è stato progettato e realizzato per gli esami dentali.


Questo modello include le seguenti caratteristiche standard:

- Radiazione Dispersione Massima: 90 kVp – 4 mA
- Singolo Strato a Campo Quadro: 0x0 a 30x30 ad una DFF di 65 cm
- Filtrazione Minima Interna: equivalente a 0.2 mm di Al
- Simulazione Dimensione Campo con Laser
- Dimensioni: 188.5x111x50 mm
- Peso: 4.2 Kg
- 4 Lamelle Indipendenti
- Protocollo CanBus
- Disponibili Diverse Opzioni per la Personalizzazione

R 11

SPECIFICHE TECNICHE

✓ Standard	● Opzionale	— Non Disponibile	
Massima Radiazione di Fuga	90kVp - 4 mA	✓	
	150 kVp - 4 mA	—	
Tipo di Campo	Campo Quadro	con Potenzimetro	—
		Senza Potenzimetro	✓
	Campo Tondo	—	
Filtrazione Addizionale Variabile	Manuale	—	
	Motorizzato	—	
Sorgente Luminosa	Lampada Alogena	—	
	LED	—	
	Senza Luce	✓	
Distanza Fuoco Film	Elettronico	—	
	Metro Retraibile	—	
Allineamento Ricettore d'Immagine	Centratore Luminoso	—	
	Laser Singolo	✓	
	Doppio Laser	—	
Camera di Ionizzazione	Interno	—	
	Esterno	—	
Flangia	Plastica	Rotazione	—
		50°	—
		90°	—
		120°	—
	Metallico	Fisso	✓
		Rotazione (90° fermo)	—
Filtrazione Minima Interna	equivalente 0.2 mm Al	✓	
	equivalente 1 mm Al	—	
	equivalente 2 mm Al	—	
Telecamera per Monitoraggio Paziente	Si	—	
	No	✓	
cCSAUs and DHHS Certificazione	Si	—	
	No	✓	
Allineamento al Fuoco	Allineamento Manuale con Flangia in Metallo		—
	Coperchio Autocentrante con Flangia in Metallo		✓
	Coperchio Autocentrante con Flangia in Plastica		—
	Coperchio Autocentrante Tipo Siemens		—
Sensore di Prossimità	Si	—	
	No	✓	
Interfaccia Utente	CAN-Bus Interfaccia	✓	
	CAN-Open Interfaccia	—	



Head Office

via Dei Tigli 13G
20853 BIASSONO (MB)
ITALY
Tel. 0039 039 24 979 25
FAX 0039 039 24 977 99
Email: ralco@ralco.it
www.ralco.it
Skype: [ralco_s.r.l.](https://www.skype.com/name/ralco_s.r.l)

American Office

4970 Robert J. Mathews Pkwy #180
El Dorado Hills, CA 95762
USA
Tel. 001.916.990.5172
Email: info@ralcousa.com
www.ralcousa.com
Skype: [ralcousa](https://www.skype.com/name/ralcousa)

MODELLI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA